




Linha
Avantt



A inovação
em implantes

IMPLANTES DENTALES | DENTAL IMPLANTS | IMPIANTI DENTALI



FUNDADA EM 2003 E SEDIADA EM CURITIBA – PR, A SYSTHEX É UMA EMPRESA GENUINAMENTE BRASILEIRA, QUE FOI CRIADA COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PROFISSIONAIS DO RAMO DA IMPLANTODONTIA E PRÓTESE DENTÁRIA, PRODUTOS MODERNOS, DE ALTA QUALIDADE.



FUNDADA EN 2003, CON SEDE EN CURITIBA – BRASIL, SYSTHEX ES UNA EMPRESA BRASILEÑA QUE FUE CREADA CON EL OBJETIVO DE PROVEER AL PROFESIONAL DEL ÁREA DE IMPLANTODONCIA Y PRÓTESIS DENTAL PRODUCTOS MODERNOS DE ALTA CALIDAD..



FOUNDED IN 2003 AND HEADQUARTERED IN CURITIBA – BRAZIL, SYSTHEX IS A GENUINELY BRAZILIAN COMPANY THAT WAS CREATED TO PROVIDE MODERN HIGH-QUALITY PRODUCTS TO PROFESSIONALS OF THE FIELDS OF IMPLANT DENTISTRY AND DENTAL PROSTHETICS.



FONDATA NEL 2003 E CON SEDE A CURITIBA – BRASILE, SYSTHEX È UNA SOCIETÀ BRASILENA, CHE È STATO ISTITUITO CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE RAMO PROFESSIONALE DI IMPLANTOLOGIA E, PRODOTTI MODERNE DI ALTA QUALITÀ.

SEDE ADMINISTRATIVA E COMERCIAL

SEDE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

ADMINISTRATIVE AND COMERCIAL OFFICE

UFFICIO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE



SALA LIMPA | SALA LIMPIA
CLEAN ROOM | CAMERA PULITA



A SYSTHEX REALIZA A EMBALAGEM DE SEUS PRODUTOS EM AMBIENTES LIMPOS COM CONTROLES RÍGIDOS DE PARTÍCULAS. ESTE AMBIENTE FOI PROJETADO A FIM DE GARANTIR A LIMPEZA, INTEGRIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS. A SALA LIMPA CLASSIFICADA COMO ISO CLASSE 7. *CLASSIFICAÇÃO OBTIDA CONFORME ISO 14644-1

SYSTHEX REALIZA EL ENVASE DE SUS PRODUCTOS EN AMBIENTES LIMPIOS CON ESTRUCTOS CONTROLES DE PARTÍCULAS. ESTE ENTORNO ESTÁ DISEÑADO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA, LA INTEGRIDAD Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. EL SALA LIMPIA CLASSIFICADA COMO ISO CLASE 7. CLASIFICACIÓN ALCANZADA CONFORME LA CERTIFICACIÓN ISO 14644-1

SYSTHEX PERFORMS THE PACKAGING OF ITS PRODUCTS IN CLEAN ENVIRONMENTS WITH STRICT PARTICLE CONTROL. THIS ENVIRONMENT WAS DESIGNED IN ORDER TO ENSURE CLEANLINESS, INTEGRITY AND QUALITY OF PRODUCTS. THE CLEAN ROOM CLASSIFIED AS ISO CLASS 7. CLASSIFICATION OBTAINED ISO 14644-1

SYSTHEX ESEGUE IL CONFEZIONAMENTO DE PROPRI PRODOTTI IN AMBIENTI PULITI CON RIGOROSI CONTROLLI DELLE PARTICELLE. QUESTO AMBIENTE È STATO PROGETATTO PER ASSICURARE LA PULIZIA, L'INTEGRITÀ E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI. LA CAMERA PULITA È CLASSIFICATA CON LA ISO CLASSE 7. CLASSIFICAZIONE CONFORME DELLA ISO 14644-1

CERTIFICAÇÕES | CERTIFICACIONES | CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



DIGIMED
DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS



INFARMED
AUTORIDADE NACIONAL
DO MEDICAMENTO E
PRODUTOS DE SAÚDE L.P.

NOVA FÁBRICA | NUEVA FÁBRICA
NEW FACTORY | NUOVA FABBRICA





PLATAFORMA SHIFTING;
INDEXAÇÃO CONE MORSE;
INDICADO PARA TODOS OS
TIPOS DE OSSO,
ESPECIALMENTE O TIPO III, IV E
ALVÉOLOS;
INDICAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
DO IMPLANTE 2MM INFRA-
ÓSSEO;
ACOMPANHA PARAFUSO DE
COBERTURA.



SHIFTING PLATFORM;
MORSE INDEXATION;
INDICATED FOR ALL TYPES OF
BONE, ESPECIALLY THE TYPE III,
IV AND ALVEOLI;
PLATFORM SHOULD BE PLACED
2MM INTRA-BONE;
COVER SCREW INCLUDED;



PLATAFORMA SHIFTING;
INDEXACIÓN CONO MORSE;
RECOMENDADO PARA TODOS
LOS TIPOS DE HUESO,
ESPECIALMENTE EL TIPO III, IV Y
ALVÉOLOS;
RECOMENDACIÓN PARA LA
INSTALACIÓN DEL IMPLANTE 2MM
INFRAÓSEO;
VIENE CON TORNILLO DE
COBERTURA;




SHIFTING PIATTAFORMA;
INDEXING CONO MORSE;
ADATTO A TUTTI I TIPI DI OSSO, IN
PARTICOLARE DI TIPO III E IV E
ALVEOLI POST-ESTRATTIVI;
INDICAZIONE PER LA
INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO 2
MILLIMETRI INFRAOSSEO;
VITE DI COPERTURA INCLUSA.

COMPRIMENTOS / LARGOS / LENGTHS / LUNGHEZZA
8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

PLATAFORMA SWITCH

DIÂMETROS / DIÂMETROS / WIDTHS / DIAMETRO
3.5 | 4.3 | 5.0



SEQUÊNCIA DE BROCAS | SECUENCIA DE BROCAS

DRILL SEQUENCE | SEQUENZA DI TRAPANI

FRESA LANÇA HELICOIDAL 2 MM	FRESA CÔNICA 3.5 MM	FRESA CÔNICA 4.0 / 4.3 MM	FRESA CÔNICA 5.0
805027	805024	805025	805016
Ø 3.5MM	Ø 3.5MM	Ø 3.5MM	Ø 3.5MM
Ø 4.3MM	Ø 4.3MM	Ø 4.3MM	Ø 4.3MM
Ø 5.0MM	Ø 5.0MM	Ø 5.0MM	Ø 5.0MM



FRESA CÔNICA



SYSTHEX

Sistemas de Implantes Ósseo Integrado Ltda.

FÁBRICA

R. Procópio Ferreira Martins, 586 - Cajuru
Curitiba - PR | CEP - 82.940-190

SEDE COMERCIAL E ADMINISTRATIVA

Alameda Princesa Isabel, 1415 - Bigorrrilho
Curitiba - PR | CEP - 80.730-080

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CURITIBA

Alameda Princesa Isabel, 1430- Bigorrrilho
Curitiba - PR | CEP - 80.730-080

0800 600 6905 | + 55 41 3339 6905 | 3091 6550

FILIAL ESPIRITO SANTO

Rua Des.Ferreira Coelho 330
SI 1005 - Praia do Suá
Ed. El Dourado Center
Vitória - ES
CEP - 29.052-210

FILIAL RIO DE JANEIRO

Rua Dr Borman, 23 - sala 409
Edifício Quality Office
Niterói - RJ
CEP 24.020-320

FILIAL PERNAMBUCO

Rua Francisco Alves 552
SI 105 - Paissandu
Galeria Consult Center
Recife - PE
CEP - 50.070-490

FILIAL MINAS GERAIS

Av Prof. Mário Werneck 2.900
Ij. 203 - Bunitis
Belo Horizonte - MG
CEP - 30.575-180

FILIAL MATO GROSSO DO SUL


Rua Rio Grande do Sul, 1836 SI 1
Centro Empresarial Recheil
Vila Rosa - Campo Grande - MS
CEP 79022-300

SBP PORTUGAL

Rua Pinheiro Chagas 68
Corte Inglês
Lisboa - Portugal

www.systhex.com.br

Munhão
MUÑÓN
ABUTMENT
MONCONE




ANÁLOGO DO MUNHÃO PLUS

	CÓDIGO
Ø 3.3 ALT 4 MM	877.004
Ø 3.3 ALT 6 MM	877.005
Ø 4.5 ALT 4 MM	877.006
Ø 4.5 ALT 6 MM	877.007

MUNHÃO PERSONALIZADO AVANTT

	CÓDIGO
4:3.3 MM ALT 0.5 MM	877.280
4:3.3 MM ALT 0.8 MM	877.281
4:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.282
4:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.283
4:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.284
4:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.285
4:4.5 MM ALT 0.5 MM	877.288
4:4.5 MM ALT 0.8 MM	877.289
4:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.290
4:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.291
4:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.292
4:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.293
6:3.3 MM ALT 0.5 MM	877.296
6:3.3 MM ALT 0.8 MM	877.297
6:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.298
6:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.299
6:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.300
6:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.301
6:4.5 MM ALT 0.5 MM	877.304
6:4.5 MM ALT 0.8 MM	877.305
6:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.306
6:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.307
6:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.308
6:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.309



MUNHÃO DIRECT AVANTT

	CÓDIGO
4:3.3 MM ALT 0.5 MM	877.216
4:3.3 MM ALT 0.8 MM	877.217
4:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.218
4:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.219
4:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.220
4:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.221
4:3.3 MM ALT 5.5 MM	877.222
4:4.5 MM ALT 0.5 MM	877.224
4:4.5 MM ALT 0.8 MM	877.225
4:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.226
4:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.227
4:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.228
4:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.229
4:4.5 MM ALT 5.5 MM	877.230
6:3.3 MM ALT 0.5 MM	877.232
6:3.3 MM ALT 0.8 MM	877.233
6:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.234
6:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.235
6:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.236
6:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.237
6:3.3 MM ALT 5.5 MM	877.238
6:4.5 MM ALT 0.5 MM	877.240
6:4.5 MM ALT 0.8 MM	877.241
6:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.242
6:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.243
6:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.244
6:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.245
6:4.5 MM ALT 5.5 MM	877.246

MUNHÃO ANGULADO PERSONALIZADO AVANTT

	CÓDIGO
17º 4:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.169
17º 4:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.170
17º 4:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.171
17º 4:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.172
17º 4:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.175
17º 4:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.176
17º 4:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.177
17º 4:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.178
17º 6:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.181
17º 6:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.182
17º 6:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.183
17º 6:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.184
17º 6:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.187
17º 6:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.188
17º 6:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.189
17º 6:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.190

	CÓDIGO
30º 4:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.193
30º 4:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.194
30º 4:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.195
30º 4:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.196
30º 4:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.199
30º 4:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.200
30º 4:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.201
30º 4:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.202
30º 6:3.3 MM ALT 1.5 MM	877.205
30º 6:3.3 MM ALT 2.5 MM	877.206
30º 6:3.3 MM ALT 3.5 MM	877.207
30º 6:3.3 MM ALT 4.5 MM	877.208
30º 6:4.5 MM ALT 1.5 MM	877.211
30º 6:4.5 MM ALT 2.5 MM	877.212
30º 6:4.5 MM ALT 3.5 MM	877.213
30º 6:4.5 MM ALT 4.5 MM	877.214

CILINDRO CALCINÁVEL DO MUNHÃO PLUS

3.3 MM ALT 4 MM	877.110
3.3 MM ALT 6 MM	877.111
4.5 MM ALT 4 MM	877.112
4.5 MM ALT 6 MM	877.113

TRANSFER DO MUNHÃO PLUS

3.3 MM ALT 4 MM	877.370
3.3 MM ALT 6 MM	877.371
4.5 MM ALT 4 MM	877.372
4.5 MM ALT 6 MM	877.373

CHAVE PARA COLOCAÇÃO DO MUNHÃO ANGULADO E PERSONALIZADO

CHAVE TORQUE SEXTAVADA 1.2 HASTE ESCALONADA	807.027
---	---------

Overdenture O'ring
OVERDENTURE O'RING
O'RING ABUTMENT
OVERDENTURE - ANCORAGGIO SFERICO

OVERDENTURE O'RING AVANTT

	CÓDIGO
O'RING ALT 0.8 MM	877.330
O'RING ALT 1.5 MM	877.331
O'RING ALT 2.5 MM	877.332
O'RING ALT 3.5 MM	877.333
O'RING ALT 4.5 MM	877.334

CHAVE TORQUE

CHAVE TORQUE O'RING	807.015
---------------------	---------

CÁPSULA DE O'RING

CÁPSULA DE O'RING COM ANEL POSICIONADO	806.001
ANEL DE BORRACHA - REPOSIÇÃO	804.001
ANEL SILICONE - ESPAÇADOR	806.002



DIÂMETRO	ALTURA	CÓDIGO
AVANTT 3.5 X 8.5 MM		877.070
AVANTT 3.5 X 10 MM		877.071
AVANTT 3.5 X 11.5 MM		877.072
AVANTT 3.5 X 13 MM		877.073
AVANTT 3.5 X 15 MM		877.074
AVANTT 4.3 X 8.5 MM		877.075
AVANTT 4.3 X 10 MM		877.076

CICATRIZADOR DIVERGENTE 3.3 AVANTT	CÓDIGO
ALT 0.8 MM	877.090
ALT 1.5 MM	877.091
ALT 2.5 MM	877.092
ALT 3.5 MM	877.093
ALT 4.5 MM	877.094
ALT 5.5 MM	877.095
ALT 6.5 MM	877.096

CONEXÃO AVANTT	CÓDIGO
CONEXÃO CATRACA CURTA	814.739
CONEXÃO CATRACA MÉDIA	814.740
CONEXÃO CATRACA LONGA	814.741
CONEXÃO CONTRA ÂNGULO	814.742


AVANTT 4.3 X 11.5 MM	877.077
AVANTT 4.3 X 13 MM	877.078
AVANTT 4.3 X 15 MM	877.079
AVANTT 5.0 X 8.5 MM	877.080
AVANTT 5.0 X 10 MM	877.081
AVANTT 5.0 X 11.5 MM	877.082
AVANTT 5.0 X 13 MM	877.083
AVANTT 5.0 X 15 MM	877.084

CICATRIZADOR DIVERGENTE 4.5 AVANTT	CÓDIGO
ALT 0.8 MM	877.097
ALT 1.5 MM	877.098
ALT 2.5 MM	877.099
ALT 3.5 MM	877.100
ALT 4.5 MM	877.101
ALT 5.5 MM	877.102
ALT 6.5 MM	877.103


PARAFUSO DE COBERTURA AVANTT	CÓDIGO
PARAFUSO COBERTURA	877.001
PARAFUSO COBERTURA ALT 2MM	877.002

Ucla

UCLA CALCINABLE
UCLA ABUTMENT
UCLA CALCINABLE



UCLA BASE CRDO AVANTT	CÓDIGO
ANTIRROTACIONAL	877.130
ANTIRROTACIONAL CINTA ALTA	877.131
ANTIRROTACIONAL CINTA BAIXA	877.132
ROTACIONAL	877.133
ROTACIONAL CINTA ALTA	877.134
ROTACIONAL CINTA BAIXA	877.135
ANÁLOGO INOX AVANTT	877.003
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	877.376
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	877.377




Mini Pilar Cônico

MINI PILAR CÔNICO
MINI CONICAL ABUTMENT
MONCONE CONICO MINI

MINI PILAR CÔNICO AVANTT	CÓDIGO
ALT 0.8 MM	877.010
ALT 1.5 MM	877.011
ALT 2.5 MM	877.012
ALT 3.5 MM	877.013
ALT 4.5 MM	877.014
ALT 5.5 MM	877.015
ANGULADO 17° ALT 1.5 MM	877.021
ANGULADO 17° ALT 2.5 MM	877.022
ANGULADO 17° ALT 3.5 MM	877.023
ANGULADO 17° ALT 4.5 MM	877.024
ANGULADO 30° ALT 1.5 MM	877.026
ANGULADO 30° ALT 2.5 MM	877.027
ANGULADO 30° ALT 3.5 MM	877.028
ANGULADO 30° ALT 4.5 MM	877.029

COMPONENTES MINI PILAR CÔNICO	
TRANSFER MOLD. ABERTA	849.001
TRANSFER MOLD. FECHADA	850.001
ANÁLOGO DE INOX	802.002
ANÁLOGO DE LATÃO	802.001
UCLA CALCINÁVEL ROT.	861.001
UCLA DE TITÂNIO ROTACIONAL	861.002
UCLA BASE CRDO ROT.	861.003
CILINDRO DE PROTEÇÃO	812.001



CHAVE PARA COLOCAÇÃO DE MPC ANGULADO:

CHAVE TORQUE PARA MINI PILAR CÔNICO ANGULADO 1.2 MM (MÉDIA)	807.028
---	---------

Pilar Cônico

PILAR CÔNICO
CONICAL ABUTMENT
MONCONE CONICO

PILAR CÔNICO AVANTT	CÓDIGO
ALT 0.8 MM	877.120
ALT 1.5 MM	877.121
ALT 2.5 MM	877.122
ALT 3.5 MM	877.123
ALT 4.5 MM	877.124
ALT 5.5 MM	877.125

COMPONENTES PILAR CÔNICO	
TRANSFER M. ABERTA ANTI.	852.001
TRANSFER M. FECHADA ANTI.	853.002
ANÁLOGO DE INOX ANTI.	803.004
ANÁLOGO DE LATÃO ANTI.	803.002
UCLA CALCINÁVEL ROT.	862.001
UCLA CALCINÁVEL ANTI ROT.	862.002
UCLA DE TITÂNIO ROTACIONAL	862.003
UCLA DE TITÂNIO ANTI ROT.	862.004
UCLA BASE CRDO ROT.	862.005
UCLA BASE CRDO ANTI ROT.	862.006
CILINDRO DE PROTEÇÃO	813.001

